



## Моющее и дезинфицирующее средство

АНОЛИТ АНК – Скай

ТУ 20.20.14-012-92697718-2020

№ государственной регистрации 77.99.36.2.У201.09

Средство моющее и дезинфицирующее «Анолит-АНК-Скай» представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с запахом хлора, содержит высокоактивные кислородные соединения хлора и другие оксиданты в виде пероксидных и гидропероксидных соединений (электрохимически активированных), количественно оцениваемых по эквиваленту «активного хлора». «Анолит» обладает антимикробными и моющими свойствами. «Анолит» совместим с ионогенными добавками (катионо- и анионоактивными), а также с неионогенными ПАВ и мылами.

**Предназначено:** Средство «Анолит-АНК-Скай» предназначено для целей профилактической и очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции в инфекционных отделениях медицинских учреждений, лечебно-профилактических организациях, противотуберкулезных учреждениях, поликлиниках, на станциях скорой медицинской помощи и т.д.; в учреждениях социального обеспечения, санпропускниках, пенитенциарных учреждениях; в учреждениях МО, ГО, МЧС, ЖКУ и др.; на объектах санитарного транспорта, в том числе поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель) на объектах санитарного транспорта; поверхностей медицинских и специальных аппаратов, приборов, оборудования (в том числе наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования и др.

**Способ применения:** Дезинфекцию средством «Анолит» проводят способами протирания, погружения, орошения, распыления. Средство «Анолит» может использоваться в моечных машинах, в режиме протока.

Поверхности в помещениях (жесткую мебель, пол, стены, оборудование и т.п.) протирают мягкой тканью, смоченной средством при норме расхода 150 мл/м<sup>2</sup> поверхности; при обработке способом орошения, распыления норма расхода средства - 300 мл/м<sup>2</sup>, при особо опасных инфекциях: при чуме и холере - 200 мл/м<sup>2</sup>, при сибирской язве - 500 мл/м<sup>2</sup>. Дезинфекцию объектов санитарного транспорта осуществляют методом протирания мягкой тканью, смоченной средством из расчета 150 мл/м<sup>2</sup> или путем орошения из расчета 300 мл/м до полного смачивания поверхностей. Обработку проводят в соответствии с «Инструкцией по дезинфекции санитарного транспорта при различных температурных условиях» № 835-70 от 06.01.70 г. по режимам, представленным для обеззараживания поверхностей в зависимости от вида возбудителей. Сильно загрязненное санитарно-техническое оборудование предварительно очищают ершом, смоченным анолитом. «Анолит» обладает моющей способностью, не требует смывания с поверхностей или дезактивации после применения.

**Инструкция по применению прилагается.**

**ВНИМАНИЕ!** При попадании средства на незащищенную кожу смыть его водой. При попадании средства в глаза следует промыть их проточной водой, закапать 30% раствор сульфацила натрия, при необходимости обратиться к окулисту. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с адсорбентом. При необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей. Хранить в герметичной упаковке. Срок годности 6 месяцев. После вскрытия упаковки «Анолит» необходимо израсходовать в течение 30 дней. .

Масса нетто                      Дата изготовления                      \_                      Партия № -

**Изготовитель:** «Лаборатория Инновационных Технологий» (ООО «ЛИТ»), 141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул.Пионерская, д.1/4, пом. XXXIX, комн. 13



## Моющее и дезинфицирующее средство

АНОЛИТ АНК – Скай

ТУ 20.20.14-012-92697718-2020

№ государственной регистрации 77.99.36.2.У201.09

Средство моющее и дезинфицирующее «Анолит-АНК-Скай» представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с запахом хлора, содержит высокоактивные кислородные соединения хлора и другие оксиданты в виде пероксидных и гидропероксидных соединений (электрохимически активированных), количественно оцениваемых по эквиваленту «активного хлора». «Анолит» обладает антимикробными и моющими свойствами. «Анолит» совместим с ионогенными добавками (катионо- и анионоактивными), а также с неионогенными ПАВ и мылами.

**Предназначено:** Средство «Анолит-АНК-Скай» предназначено для целей профилактической и очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции в инфекционных отделениях медицинских учреждений, лечебно-профилактических организациях, противотуберкулезных учреждениях, поликлиниках, на станциях скорой медицинской помощи и т.д.; в учреждениях социального обеспечения, санпропускниках, пенитенциарных учреждениях; в учреждениях МО, ГО, МЧС, ЖКУ и др.; на объектах санитарного транспорта, в том числе поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель) на объектах санитарного транспорта; поверхностей медицинских и специальных аппаратов, приборов, оборудования (в том числе наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования и др.

**Способ применения:** Дезинфекцию средством «Анолит» проводят способами протирания, погружения, орошения, распыления. Средство «Анолит» может использоваться в моечных машинах, в режиме протока.

Поверхности в помещениях (жесткую мебель, пол, стены, оборудование и т.п.) протирают мягкой тканью, смоченной средством при норме расхода 150 мл/м<sup>2</sup> поверхности; при обработке способом орошения, распыления норма расхода средства - 300 мл/м<sup>2</sup>, при особо опасных инфекциях: при чуме и холере - 200 мл/м<sup>2</sup>, при сибирской язве - 500 мл/м<sup>2</sup>. Дезинфекцию объектов санитарного транспорта осуществляют методом протирания мягкой тканью, смоченной средством из расчета 150 мл/м<sup>2</sup> или путем орошения из расчета 300 мл/м до полного смачивания поверхностей. Обработку проводят в соответствии с «Инструкцией по дезинфекции санитарного транспорта при различных температурных условиях» № 835-70 от 06.01.70 г. по режимам, представленным для обеззараживания поверхностей в зависимости от вида возбудителей. Сильно загрязненное санитарно-техническое оборудование предварительно очищают ершом, смоченным анолитом. «Анолит» обладает моющей способностью, не требует смывания с поверхностей или дезактивации после применения.

**Инструкция по применению прилагается.**

**ВНИМАНИЕ!** При попадании средства на незащищенную кожу смыть его водой. При попадании средства в глаза следует промыть их проточной водой, закапать 30% раствор сульфацила натрия, при необходимости обратиться к окулисту. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с адсорбентом. При необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей. Хранить в герметичной упаковке. Срок годности 6 месяцев. После вскрытия упаковки «Анолит» необходимо израсходовать в течение 30 дней. .

Масса нетто                      Дата изготовления                      \_                      Партия № -

**Изготовитель:** «Лаборатория Инновационных Технологий» (ООО «ЛИТ»), 141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул.Пионерская, д.1/4, пом. XXXIX, комн. 13